



Provette per centrifuga e per test, con orlo, PS o PP

Provette per centrifuga e per test con orlo, PS o PP.

- Prodotte in polipropilene ultra chiaro vergine o polistirolo vergine
- Le provette in polistirolo sono trasparenti. Le provette in polietilene sono opache, resistenti alla rottura
- Le provette con tappo sono sterilizzate con ossido di etilene
- Con etichetta
- Tappi Dual-Position per provette test e centrifuga, in PE
- Per provette di coltura con un diam. est. 12 mm e 17 mm
- 2 posizioni di bloccaggio possibili
- Chiuse, ma lo scambio di gas è ancora possibile per le condizioni di crescita aerobiche
- Tenuta ermetica per condizioni di crescita anaerobica, per la conservazione o la spedizione di campioni o per centrifugazione



Code	Description	Packaging
LLG06265659	Provette centrifuga 12ml, Ø17x100 h mm, con orlo, PS, max 3000 RCF	250 pz.
LLG06265660	Provette centrifuga 12ml, Ø17x100 h mm, con orlo, PP, max 5500 RCF	250 pz.
LLG06265663	Provette centrifuga 12ml, Ø17x100 h mm, PS, max 3000RCF, tappo dual/position	500 pz.
LLG06265664	Provette centrifuga 12ml, Ø17x100 h mm, PP, max 5500RCF, tappo dual/position	500 pz.
LLG06265657	Provette centrifuga 4ml, Ø12x75 h mm, con orlo, PS, max 1400 RCF	500 pz.
LLG06265658	Provette centrifuga 4ml, Ø12x75 h mm, con orlo, PP, max 3000 RCF	500 pz.
LLG06265661	Provette centrifuga 4ml, Ø12x75 h mm, PS, max 1400 RCF, tappo dual/position	500 pz.
LLG06265662	Provette centrifuga 4ml, Ø12x75 h mm, PP, max 3000 RCF, tappo dual/position	500 pz.
LLG06265665	Tappi dual-position Ø 12mm	1000 pz.
LLG06265666	Tappi dual-position Ø 17mm	1000 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

