


**Provette per trasporto, PP, con tappo a vite****LLG Labware**

Provette per trasporto, in PP, con tappo a vite. Per comoda conservazione e trasporto di campioni. Fondo conico. Autoportanti. Graduazioni stampate. Design filettatura da 1/4 di giro per rapido avvvitamento.



Code	Description	Packaging
LLG06265668	Provetta, 10ml, PP, con tappo a vite, Ø 16x80 h mm	100 pz.
LLG06265667	Provetta, 5ml, PP, con tappo a vite, Ø 16x60 h mm	100 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

