



## Lavastoviglie universali

Lavastoviglie universali.

Tessuto universale. Prodotto in 80% viscosa e 20% poliestere. Questo tessuto universale ha una superficie finemente strutturata. Fornisce risultati pulenti senza striature, non lascia pelucchi e si può lavare fino a 95°C. Si prega di lavarlo in acqua tiepida prima del primo utilizzo.

Lavaggio liquido: HS citro è un detergente per lavastoviglie per uso universale con una fresca fragranza per porcellana, vetro, plastica e metallo. Ricetta professionale con elevato forza di scioglimento del grasso e additivi per protezione della pelle a base vegetale.

Spugna: per pulire ogni tipo di incrostazione.

Guanti: in gomma naturale. Eccellente sensibilità sulle dita, alta flessibilità.

Foderati in cotone per comfort ottimale. Finitura speciale della superficie che fornisce una ferma tenuta. Buona resistenza a chetoni e a molti acidi. Lungh. 305 mm.



Code	Description	Packaging
LLG06266668	Panno tessuto universale blu/bianco, dim. 380x380 mm	10 pz.
LLG06266670	Panno tessuto universale verde/bianco, dim. 380x380 mm	10 pz.
LLG06266672	Spugna, verde/giallo, dim. 150x90x40 mm	10 pz.
LLG06266673	Spugna, verde/giallo, dim. 95x70x45 mm	10 pz.
LLG06266669	Panno tessuto universale rosso/bianco, dim. 380x380 mm	10 pz.
LLG06266671	Panno tessuto universale giallo/bianco, dim. 380x380 mm	10 pz.
LLG06266678	Detergente per lavastoviglie HS citro, 1 L	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

