



## Salviette Multitex® Ultra z 70

Salviette Multitex® Ultra z 70. Queste salviette di alta qualità con caratteristiche di tessuto sono adatte per pulizia a secco e ad umido grazie alla propria incredibile forza. I tessuti sono veramente soffici ma tuttavia privi di residui, possono assorbire grosse quantità di liquido ma rimanere resistenti allo strappo, resistono ai solventi e rispettano i requisiti di sicurezza per gli alimenti. I panni Multitex® possono essere lavati dopo la pulizia, strizzati e riutilizzati. Privi di silicone.



Code	Description	Packaging
LLG07646593	Salviette Multitex®, Largh. 300 mm, Lungh. 400 mm, Colore bianco, Contenuto confezione 1 rotolo con 475 strappi	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

