


**Navicelle di pesata quadrate, antistatiche, PS****LLG Labware**

LLG-Navicelle di pesata quadrate, antistatiche, PS. Biologicamente inerti e resistenti ad acidi deboli e diluiti, soluzioni acquose, alcoli e basi. Range temperatura da -10 a +70°C. Possono essere utilizzate con analizzatori a microonde. Caratterizzate da un ampio fondo piatto che resiste al ribaltamento. Gli angoli smussati semplificano i trasferimenti di campione.



Code	Description	Packaging
LLG09900785	Navicelle di pesata quadrate, 7 ml, dim. 44x44x8 mm, colore bianco	1000 pz
LLG09900786	Navicelle di pesata quadrate, 100 ml, dim. 80x80x24 mm, colore bianco	1000 pz
LLG09900787	Navicelle di pesata quadrate, 250 ml, dim. 140x140x22 mm, colore bianco	1000 pz
LLG09900789	Navicelle di pesata quadrate, 7 ml, dim. 44x44x8 mm, colore nero	1000 pz
LLG09900791	Navicelle di pesata quadrate, 100 ml, dim. 80x80x24 mm, colore nero	1000 pz
LLG09900800	Navicelle di pesata quadrate, 250 ml, dim. 140x140x22 mm, colore nero	1000 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

