

**Bagni a sabbia****Gestigkeit**

Bagni a sabbia. Adatti per funzionamento in continuo. Bagni a sabbia elettrici, regolazione della temperatura con regolatore di potenza per l'adattamento al fabbisogno di calore. In lega di alluminio anodizzato. Distribuzione della temperatura molto buona, omogenea su tutta la superficie riscaldante. Privi di amianto. La vasca per sabbia è fissata saldamente sulla piastra riscaldante. La sabbia è a contatto diretto con la piastra riscaldante. Altezza utile 50 mm. Carrozzeria in acciaio inox, parte centrale verniciata. Piedini di appoggio ad altezza regolabile. Cavo di alimentazione 1,7 m, spina con terra.



Code	Description	Packaging
LLG09645814	Bagni a sabbia, 50-300 °C, 14 kg, potenza 2200 W, 360x360x220 mm, 230 V	1 pz.
LLG09645816	Bagni a sabbia, 50-300 °C, 28 kg, potenza 4000 W, 592x442x220 mm, 230 V	1 pz.
LLG09645820	Bagni a sabbia, 50-300 °C, 28 kg, potenza 4000 W, 592x442x220 mm, 3x400 V	1 pz.
LLG09645815	Bagni a sabbia, 50-300 °C, 21 kg, potenza 2850 W, 514x364x220 mm, 230 V	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

