


**Membrane filtranti Nuclepore****GE Healthcare**

Filtri a membrana Nucleopore - in policarbonato - ideali per analisi ambientali e delle acque - idrofiliche, basso legame con le proteine - superficie liscia per facile identificazione delle particelle - alta resistenza ai prodotti chimici e buona stabilità termica - autoclavabili fino a 121°C.



Code	Description	Packaging
LLG06322328	Filtri a membrana Nucleopore®, PC, Ø 25 mm, Porosità 0,40 µm	100 pz
LLG04681984	Filtri a membrana Nucleopore®, in PC, Ø 142 mm, dim. pori 1.00 µm, autoclavabili	25 pz
LLG07051778	Filtri a membrana Nucleopore®, PC, Ø 142 mm, dim. pori 1 µm	25 pz
LLG07050391	Filtri a membrana Nucleopore PC, Ø 25 mm, Dim. pori 0,20 µm	100 pz
LLG06312964	Filtri a membrana Nucleopore®, PC, Ø 47 mm, Porosità 0.20 µm	100 pz
LLG06313989	Filtri a membrana Nucleopore®, PC, Ø 47 mm, Dim. pori 0.40 µm, Autoclavabili	100 pz
LLG06056103	Membrane filtranti Nuclepore, pori 0,20 µm, Ø 90 mm	25 pz
LLG07083630	Membrane filtranti Nuclepore, pori 0,20 µm, Ø 90 mm	25 pz
LLG06283555	Membrane filtranti Nuclepore, pori 0,40 µm, Ø 47 mm	100 pz

