

**Autoclave da banco HMT 232N****HMC-EUROPE**

Autoclave da banco HMT 232N. Il Modello HMT 232N è un'autoclave facile da usare, semi-automatica con elevate prestazioni, efficienza e sicurezza.- Per uso in laboratori non medicali per sterilizzare liquidi, oggetti ecc. La camera è in acciaio inossidabile di facile pulizia- Diversi programmi tra i quali scegliere - Temperature disponibili: 121°C e 134°C, pressione di sterilizzazione regolabile da 0,9 a 2,1 bar.- Per sterilizzazione è possibile scegliere tra le seguenti impostazioni: 4 minuti / 15 min. / 30 min.- Equipaggiata con registratore digitale dei cicli di sterilizzazione (SD e USB)- Controllo automatico della fine del processo di sterilizzazione, l'intero processo è controllato e monitorato da microprocessore- La camera si riempie manualmente con acqua di alimentazione dalla tanica per acqua integrata e l'acqua viene riportata manualmente nella camera Sicurezza:- E' dotata di una protezione da acqua bassa, valvola di sicurezza e sfiato, interruttore di pressione e protezione da sovra-temperatura- Backup impatto-coperchio- Ogni elemento è equipaggiato con un interruttore indipendente di sovraccarico termico- Certificata CE



Code	Description	Packaging
LLG06266840	Autoclave HMT 232 N	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

