

**Connettori per omogenizzatori a Ultrasuoni SONOPULS, lega di titanio****Bandelin**

Connettori per omogenizzatori ad Ultrasuoni SONOPULS, lega di titanio. Connettori in lega di titanio, per la trasmissione dell'energia meccanica al sonotrodo. Connettori pluristadio con filettatura esterna per collegamento elettrodi/sonotrodi intercambiabili. Altri tipi disponibili su richiesta.



Code	Description	Packaging
LLG09650156	Connettore SH 100 G, Ø 13mm, per HD 4050/HD 4100	1 pz.
LLG09650205	Connettore per sonicatori SONOPULS, SH 70 G, Ø 13 mm per HD 2070/HD 3100	1 pz.
LLG09650208	Connettore per sonicatori SONOPULS, SH 213 G, Ø 13 mm per HD 2200/HD 3200	1 pz.
LLG09650218	Connettore per sonicatori SONOPULS, SH 219 G, Ø 19 mm per HD 2200/HD 3200	1 pz.
LLG09650217	Connettore per sonicatori SONOPULS, SH 225 G, Ø 25 mm per HD 2200/HD 3200	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

