



Tubi immissione gas, diritti, giunto normalizzato in vetro, tubo, DURAN®

Lenz

Tubi immissione gas, diritti, giunto normalizzato in vetro. Prodotti con tubo DURAN®. Diritti, lunghezza 200 mm, con cono NS e capillare sottile (facile da forgiare con bunsen).



Code	Description	Packaging
LLG09012301	Tubi capillari per immissione aria, DURAN Cono NS 14/23, Ø 6 mm	1 pz.
LLG06239812	Tubi capillari per immissione aria, DURAN Cono NS 14/2,3 Ø 8mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

