



Celle a flusso per omogenizzatori ad Ultrasuoni SONOPULS, in acciaio inox

Bandelin

Celle a flusso per omogenizzatori ad Ultrasuoni SONOPULS, in acciaio inox.
Cella a flusso per processi a flusso continuo. In acciaio inox, sigillata, senza vibrazioni, con camicia di raffreddamento. Per connessione a SH 70 G o SH 213 G cin TT 13. Per omogenizzatori i HD 2070, HD 2200, HD 3100 e HD 3200. Portata fino a 50 l/ora.



Code	Description	Packaging
LLG09650269	Celle a flusso per omogenizzatori ad ultrasuoni SONOPULS	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

