

**Celle a flusso per omogenizzatori ad Ultrasuoni SONOPULS, in acciaio inox****Bandelin**

Celle a flusso per omogenizzatori ad Ultrasuoni SONOPULS, in acciaio inox. Cella a flusso per processi a flusso continuo. In acciaio inox, sigillata, senza vibrazioni, con camicia di raffreddamento. Per connessione a SH 70 G o SH 213 G cin TT 13. Per omogenizzatori i HD 2070, HD 2200, HD 3100 e HD 3200. Portata fino a 50 l/ora.



Code	Description	Packaging
LLG09650269	Celle a flusso per omogenizzatori ad ultrasuoni SONOPULS	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

