

**Contenitori per campioni, PS, con Tappo a vite, PE/PP****LLG Labware**

Contenitori per campioni, PS, con tappo a vite, PE/PP. Ideali per molte applicazioni come raccolta di campioni, trasporto o conservazione. I contenitori sono prodotti da polistirene vergine. Tutti i materiali sono non-citotossici. Contenitori da 30 ml con fondo a coste. Ideale per piccoli volumi di campione. Testati a prova di perdite. Tappo unico a tenuta che assicura chiusura eccezionale. Con etichetta piana.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG06265646 | Contenitore per campioni, 7ml, PS, con tappo a vite ed etichetta | 700 pz |
| LLG06265647 | Contenitore per campioni, 30ml, PS, con tappo a vite ed etichetta | 50 pz |
| LLG06265648 | Contenitore per campioni, 60ml, PS, con tappo a vite ed etichetta | 60 pz |



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

