

**Microscopio avanzato Diritto per Life Science e Laboratori, BA 310E****Motic**

Microscopio avanzato Diritto per Life Science e Laboratori, BA 310E. - Ottica Infinito (CCIS®)- Testata binoculare inclinata 30°, F. N. 20- Distanza interpupillare 48-75mm- Oculari a grande campo N-WF 10X/20mm, con regolazione diottrica su entrambi gli oculari- Revolver portaobiettivi a 5 posti retroinclinato- Obiettivi CCIS EC Plan 4X, 10X, 40X-S, 100X-S-Oil- Tavolino meccanico con comando coaxiale e funzionamento destrimanale- Condensatore Abbe N.A. 0,90/1.25 con diaframma ad iride e slitta - Illuminazione alogena al quarzo o Koehler 6V/30W con controllo intensità - Alimentazione universale 100-240V con presa (CE)- Fornito con: filtro blu diam.45mm, olio immersione (5ml), cavo di alimentazione, chiave esagonale di Allen, copertina in vinile. - Disponibile modulo intercambiabile LED Opzioni disponibili: Contrasto di fase 10x/40x/100x, DF 10x-40x. Polarizzazione, Contrasto di fase-Condensatore Turret



Code	Description	Packaging
LLG06262306	Microscopio avanzato Diritto per Life Science e Laboratori, BA 310E, Binoculare	1 pz
LLG07659854	Microscopio avanzato Diritto per Life Science e Laboratori, Tipo BA310E, Trinoculare	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

