



Evaporatore rotante RC 900

Evaporatore rotante RC 900.

- Design elegante, piccolo ingombro
- Whisper tranquillo per un piacevole ambiente di lavoro
- Uso versatile, semplice operazione

Caratteristiche

- Condensatore raffreddato, semplice da staccare ruotando il dado di tensione. Il condensatore raffreddato è anche estremamente facile da pulire.
- I parametri rilevanti per la distillazione e per il bagno di riscaldamento possono essere facilmente impostati toccando e girando.
- Bagno riscaldante cordless con scarico per riempimento e svuotamento sicuro, senza perdite.
- Guida tubo all'interno della torre - ordinata e sicura, senza più nessuna ostruzione nei tubi
- Scambio pallone dritto in avanti - pallone di vetro blocca to semplicemente nel posto - e può essere fatto con una sola mano.
- Angolo comodo del pallone, completamente regolabile tramite una manopola di comando.



Code	Description	Packaging
LLG06269371	Evaporatori rotanti RC 600	1 pz.
LLG07660052	Evapore rotante RC 900	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

