


**Raccordi con portagomma****Lenz**

Raccordi con portagomma. Prodotti da tubo DURAN®. Da cono smerigliato normalizzato a oliva portagomma Ø 10 mm. Dritto o piegato (90 °). Con o senza rubinetto, misura 3 NS e con foro da 2,5 mm.



Code	Description	Packaging
LLG09012311	Riduttori, Cono 14/23 NS, piegati, senza rubinetto	1 pz.
LLG09012312	Riduttori, Cono 14/23 NS, dritti, senza rubinetto	1 pz.
LLG09012315	Riduttori, Cono 14/23 NS, piegati, con rubinetto	1 pz.
LLG09012316	Riduttori, Cono 14/23 NS, dritti, con rubinetto	1 pz.
LLG06080932	Raccordi con portagomma, Forma Diritto, Cono 24/29 NS, Rubinetto +	1 pz
LLG06204704	Riduttori, DURAN, NS 24/29, piegati	1 pz
LLG09012313	Adapters, Bent, Cone NS 29/32	1 pz.
LLG09012314	Riduttori, Cono 29/32 NS, dritti, senza rubinetto	1 pz.
LLG09012317	Riduttori, Cono 29/32 NS, piegati, con rubinetto	1 pz.
LLG09012319	Riduttori, Cono 29/32 NS, dritti, con rubinetto	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

