



Adattatore metallico HWS

Adattatore metallico HWS. Per collegamento tubi standard o metallici, con una sicura e rapida connessione al tubo, con innesto a molla.



Code	Description	Packaging
LLG09142007	Adattatore metallico HWS, per DN 15, oliva portagomma D11	1 pz.
LLG09142008	Adattatore metallico HWS, per DN 15, oliva D13	1 pz.
LLG09142006	Adattatore metallico HWS, per DN 15, filettatura M 16 con Pt100 integrata	1 pz.
LLG09142004	Adattatore metallico HWS, per DN 15, filettatura M 16 x 1	1 pz.
LLG09142005	Adattatore metallico HWS, per DN 15, filettatura M 24 x 1,5	1 pz.
LLG09142010	Guarnizione piatta grafitata per temperature da +150°C	1 pz.
LLG09142009	Guarnizione a pettine PTFE DN 15	1 pz.
LLG09142011	Chiave a denti per un montaggio sicuro dell'adattatore metallico DN 15	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

