


**O-Ring****Lenz**

O-Ring. In silicone VMQ. Con o senza rivestimento di protezione FEP.



Code	Description	Packaging
LLG09142846	O-Ring in silicone tipo VMQ, per flangia 100 DN, Ø 110 mm, spessore 4 mm, ATTENZIONE! ordine minimo 5 pz o multipli di 5 pz	1 pz.
LLG09142867	O-Ring in silicone tipo VMQ + FEP, per flangia 100 DN, Ø 110 mm, spess.4 mm	1 pz
LLG09142857	O-Ring in silicone tipo VMQ per flangia 150 DN, Ø 150 mm, spessore 5 mm	1 pz.
LLG09142868	O-Ring in silicone tipo VMQ + FEP, per flangia 150 DN, Ø 150 mm, spess.5 mm	1 pz
LLG09142869	O-Ring in silicone tipo VMQ + FEP, per flangia 200 DN, Ø 215 mm, spess.5 mm	1 pz
LLG09142834	O-Ring in silicone tipo VMQ, per flangia 60 DN, Ø 75 mm, spessore 4 mm	1 pz.
LLG09142866	O-Ring in silicone tipo VMQ + FEP, per flangia 60 DN, Ø 75 mm, spess.4 mm	1 pz

