

**Supporto triplo****Bochem**

Supporto triplo. Supporto per tutti i palloni PF da laboratorio, per la rimozione alternata del coperchio e del recipiente. La speciale chiusura rapida assicura che le due flange piane del tubo di reazione e il suo coperchio siano collegati ed inoltre che il tubo di reazione e/o il coperchio della flangia piana rimangano individuali. (Flangia ottimale ad angolo di 45 °). Senza accessori. Asta 15/26, 9 mm di diametro.



Code	Description	Packaging
LLG09224851	Supporto triplo, apertura ganasce 100 mm, Ø 15,0 mm	1 pz.
LLG09224852	Supporto triplo, apertura ganasce 120 mm, Ø 15,0 mm	1 pz.
LLG09224853	Supporto triplo, apertura ganasce 150 mm, Ø 15,0 mm	1 pz.
LLG09224854	Supporto triplo, apertura ganasce 200 mm, Ø 26,9 mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

