

**Guanti in lattice monouso KIMTECH PURE G3, sterili****Kimberly-Clark**

Guanti in lattice monouso KIMTECH PURE G3, sterili.

- Raccomandati per ambienti ISO Classe 3 o camere bianche
 - Lattice di gomma naturale per sensibilità tattile e comfort
 - Polsino perlinato, per aggiungere robustezza e facilità di indossabilità
 - Palmi e dita strutturate
 - L'assenza di polvere minimizza le contaminazioni e l'effetto di secco della polvere sulla pelle
 - Mano specifica
 - Bassi livelli di proteine ed endotossine
 - Confezionati in polietilene per uso in camera bianca
 - Questo prodotto è classificato secondo le Direttive EC Council 89/686/EWG.
- E' testato in conformità con le norme EN 420:2003 Cat. III Bassa resistenza ai prodotti chimici.
- Conforme AQL 1.5
 - Prodotto in accordo con il Sistema di Qualità ISO 9001.
 - Scatola da 10 x 20 paia. Ogni paio confezionato singolarmente



Code	Description	Packaging
LLG04652643	Guanti sterili in lattice senza polvere KIMTECH Pure G3, taglia 6	200 pz.
LLG06237698	Guanti sterili in lattice senza polvere KIMTECH Pure G3, taglia 8.5	200 pz.
LLG06267248	Guanti sterili in lattice senza polvere KIMTECH Pure G3, taglia 6,5	200 pz.
LLG06267249	Guanti sterili in lattice senza polvere KIMTECH Pure G3, taglia 7	200 pz.
LLG06267250	Guanti sterili in lattice senza polvere KIMTECH Pure G3, taglia 7,5	200 pz.
LLG06267251	Guanti sterili in lattice senza polvere KIMTECH Pure G3, taglia 8	200 pz.
LLG06267252	Guanti sterili in lattice senza polvere KIMTECH Pure G3, taglia 9	200 pz.
LLG06267253	Guanti sterili in lattice senza polvere KIMTECH Pure G3, taglia 10	200 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

