

**Generatore a Tazza BR 30 per Sonopuls HD 2070/ 2200/ 3100/ 3200****Bandelin**

Generatore a Tazza BR 30 per Sonopuls HD 2070/ 2200/ 3100/ 3200. Per Sonopuls HD 2070, HD 2200, HD 3100 e HD 3200. - BR 30 - Generatore a tazza che permette trattamenti intensivi di piccole quantità di campione, es. semi contaminati radioattivamente, disgregazione di cellule, trattamento di campioni patogeni o tossici. - EH 3 - Supporto per microprovette per BR 30 adatto al trattamento simultaneo di 3 campioni.



Code	Description	Packaging
LLG09650190	Generatore a tazza BR 30, per Sonopuls HD	1 pz.
LLG09877744	Generatore a Tazza BR 30 per omogenizzatori ad ultrasuoni SONOPULS, Tipo EH 3.1	1 pz
LLG09877745	Generatore a tazza EH 3, per Sonopuls HD	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

