

**Respiratori serie 8000, mascherine modellate****3M Deutschland**

Respiratori serie 8000, mascherine modellate. Queste classi di filtri elencano i requisiti minimi e servono semplicemente come guida. E' responsabilità di chi li indossa assicurarsi che il respiratore sia conforme ai requisiti, in termini di materiali pericolosi e di concentrazione prima dell'uso! FFP 1: per le particelle che non sono né tossiche, né associate a fibrosi. Per la protezione fino a 4 volte il corrispondente valore limite di soglia. FFP 2: per particelle nocive o dannose, vapori e fumo; filtri per particelle solide e liquide con un livello medio di filtraggio. Per la protezione fino a 10 volte il corrispondente valore di soglia. FFP 3: per particelle tossiche, vapori e fumo; filtri per aerosol solidi e liquidi con una classificazione di filtraggio alto. Per la protezione fino a 30 volte il corrispondente valore limite di soglia. Etichettatura R: la maschera è stata testata per il riutilizzo e ha le caratteristiche di prestazione richieste per indossarla durante un secondo turno di lavoro. NR: non riutilizzabile. Etichettatura D: La maschera è stata sottoposta a ulteriori analisi di polvere dolomite e permette quindi un'ottima traspirazione, anche in ambienti molto polverosi e durante i periodi di utilizzo più lunghi. Il design a coppa convessa, insieme al design a doppio strappo, al nasello in schiuma e alla clip sul naso, assicurano una confortevole indossabilità per un ampio range di dimensione volti. Il guscio resistente alla deformazione offre duratura e confortevole protezione, specialmente in condizioni di calore e umidità. Tradizionale forma convessa, con clip nasale e design doppio strato. Guscio interno duraturo, resistente alla deformazione. Protezione affidabile ed efficace contro particelle fini. Materiale avanzato del filtro 3M che garantisce filtrazione efficace con bassa resistenza respiratoria per prestazioni qualitative elevate. Banda colorata per facile identificazione: gialla per FFP1 e blu per FFP2. Ottima compatibilità con occhiali panoramici 3M#.



Code	Description	Packaging
LLG06052910	Mascherine monouso FP2S	10 pz
LLG06202080	Maschera protettiva FFP 1 con valvola	10 pz.
LLG06050640	Maschera protettiva FFP 1 senza valvola	20 pz.
LLG06078942	Maschera protettiva FFP 2 senza valvola	20 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

