

**Semi maschera, serie 6500QL****3M Deutschland**

Semi maschera, serie 6500QL. Il forte respiratore a semi-maschera riutilizzabile 3M è stato studiato considerando ambienti di lavoro duri e sporchi. Si rimane produttivi e protetti. La serie 6500 fornisce comfort, durata e stabilità grazie ad una guarnizione facciale in silicone, leggermente strutturata e ad un corpo di costruzione robusto. Indossabilità e comfort ottimi grazie a tre misure del capo disponibili. Connessione a baionetta, compatibile con tutti i filtri e le cartucce 3M# del tipo a baionetta. Design basso. Profilo/sovrastampato. Valvola Cool Flow#. Esalazioni ed umidità dirette verso il basso. Facile controllo tenuta a pressione positiva. Fornisce comfort e stabilità con una guarnizione facciale morbida ma ferma. Meccanismo chiusura rapida, a scorrimento.



Code	Description	Packaging
LLG06266989	Semi-maschera taglia L, tipo 6500QL	1 pz.
LLG06266988	Semi-maschera taglia M, tipo 6500QL	1 pz.
LLG06266987	Semi-maschera taglia S, tipo 6500QL, ATTENZIONE! ordine minimo 10 pz o multipli di 10 pz	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

