



Vassoi per provette

JULABO

Vassoi per provette



Code	Description	Packaging
LLG04658049	Piattaforma ad altezza di immersione regolabile, Per tipo B19, B27	1 pz.
LLG04658050	Piattaforma ad altezza di immersione regolabile, per tipo B19, B27	1 pezzo
LLG04658047	Rack per 10 provette Falcon da 50 ml, Per B5, BT5	1 pz.
LLG04658043	Rack per 21 provette Ø 30mm, Per B13, B17, B19, B27, B33, BT19, BT27	1 pz.
LLG04658044	Rack per 30 provette 100x17mm Ø, Per B5, BT5	1 pz.
LLG04658046	Rack per 42 provette 40x10/11mm Ø, Per B5, BT5	1 pz.
LLG04658045	Rack per 42 provette 75x12/13mm Ø, Per B5, BT5	1 pz.
LLG04658041	Rack per 60 prov. 100x16/17mm Ø, Per B13, B17, B19, B27, B33, BT19, BT27	1 pz.
LLG04658042	Rack per 90 provette 75x12/13mm Ø, Per B13, B17, B19, B27, B33, BT19, BT27	1 pz.

