




Sensori per regolatori di temperatura TEMPAT®

Sensori per regolatori di temperatura TEMPAT®. Tutte le sonde con 2 metri di cavo di collegamento e presa.



Code	Description	Packaging
LLG09725394	Sonda Fe-CuNi Ø 1,5** mm, lungh. 250 mm	1 pz
LLG09725395	Sonda NiCr-Ni Ø 1,5** mm, lungh. 250 mm	1 pz
LLG09725320	Sonda Pt100 Ø 1,6* mm, lungh. 250 mm	1 pz
LLG09725321	Sonda Pt100 Ø 2,0* mm, lungh. 250 mm	1 pz
LLG09725322	Sonda Pt100 in vetro Ø 2,5 mm, lungh. 250 mm	1 pz
LLG07601585	Sonda Pt 100 Ø 3,0* mm, lungh. 250 mm	1 pz
LLG09725323	Sonda Pt100 in vetro Ø 3,0 mm, lungh. 250 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

