

**Unità riscaldanti in serie per distillazione****Behr**

Unità riscaldanti in serie per distillazione.

Apparecchiature complete per distillazione a reflusso, composte da:

- Riscaldatore da banco, a 4 o 6 posizioni
- Vasca
- Aste di sostegno
- Distribuzione dell'acqua di raffreddamento con rack condensatore e supporto refrigerante
- Pallone di reazione
- Refrigerante in vetro Behr ad alte prestazioni



Code	Description	Packaging
LLG09843963	Unità riscaldante in serie RH 104, 4 posti per palloni fondo tondo 100 ml	1 pz.
LLG09843965	Unità riscaldante in serie RH 254, 4 posti per palloni fondo tondo 250 ml	1 pz.
LLG09843967	Unità riscaldante in serie RH 504, 4 posti per palloni fondo tondo 500 ml	1 pz.
LLG09843964	Unità riscaldante in serie RH 106, 6 posti per palloni fondo tondo 100 ml	1 pz.
LLG09843966	Unità riscaldante in serie RH 256, 6 posti per palloni fondo tondo 250 ml	1 pz.
LLG09843968	Unità riscaldante in serie RH 506, 6 posti per palloni fondo tondo 500 ml	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

