

**Elettrodi pH, SenTix® 940 digital IDS****WTW**

Elettrodi pH, SenTix® 940 digital IDS. Elettrodi pH con stelo in plastica ed elettrolita gel liquido con sensore integrato di temperatura. Lunghezza cavo 1.5m, SenTix® 940-3 con cavo da 3 metri.



| Code        | Description                | Packaging |
|-------------|----------------------------|-----------|
| LLG06240824 | Elettrodo pH Sentix® 940   | 1 pz.     |
| LLG06239769 | Elettrodo pH Sentix® 940-3 | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

