

Rack per 96 microprovette per robot

BRAND

Rack per 96 microprovette da 0,65 mL o 1,2 mL - non sterile - per sistemi robotizzati - in polipropilene, autoclavabile (tranne i coperchi e gli strip in TPE) - resiste a temperature fino a -80 °C - la tenuta delle microprovette è testata con prova a pressione - grazie al collegamento stabile con la griglia porta-puntali, i rack sono particolarmente adatti per l'uso con robot e altri sistemi di dosaggio automatici.







Code	Description	Packaging
FB4781565	rack c/coperchio - x 96 provette da 0,65 mL - c/codifica	1 pz.
FB4781566	rack c/96 provette da 1,2 mL - c/coperchio - c/codifica	1 pz.







CARLO ERBA Reagents operates with a Certified Quality Management System

