


**Rack per 96 microprovette per robot****BRAND**

Rack per 96 microprovette da 0,65 mL o 1,2 mL - non sterile - per sistemi robotizzati - in polipropilene, autoclavabile (tranne i coperchi e gli strip in TPE) - resiste a temperature fino a -80 °C - la tenuta delle microprovette è testata con prova a pressione - grazie al collegamento stabile con la griglia porta-puntali, i rack sono particolarmente adatti per l'uso con robot e altri sistemi di dosaggio automatici.



Code	Description	Packaging
FB4781565	rack c/coperchio - x 96 provette da 0,65 mL - c/codifica	1 pz.
FB4781566	rack c/96 provette da 1,2 mL - c/coperchio - c/codifica	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

