


**Micropiastra Real Time PCR 384 pozzetti con bordo****BRAND**

Micropiastra per real time PCR da 384 pozzetti - colore bianco - pozzetti da 0,03 mL - è possibile lavorare con volumi compresi tra 2 e 30 μ L: si riducono i costi per i reagenti e i tempi di ciclo - con bordo intero - adatta per Roche LightCycler 480 e altri termo reattori - in polipropilene extrasottile, con spessore uniforme per assicurare un trasferimento ottimale del calore e tempi di ciclo brevi - esente da RNasi, DNasi e DNA - autoclavabile a 121 °C secondo DIN EN 285 - può essere caricata sia con pipette multicanale che con sistemi robotizzati.



Code	Description	Packaging
FB4781358	piastra Real Time PCR 384 pozzetti - bianca - A12, H12	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

