


**Piastra per luminescenza e fluorescenza****Thermo Scientific**

Piastra per luminescenza e fluorescenza - bianca (massima riflessione, minima autofluorescenza e autoluminescenza) o nera (minimizza il segnale di fondo in fluorescenza, riduce la retro-diffusione e le interferenze) per saggi immunologici quantitativi e qualitativi, compresi ELISA e saggi di legami - compatibili con la maggior parte degli strumenti - tracciabilità del lotto - disponibile con fondo piatto o tondo - capacità legante certificata per omogeneità e riproducibilità - scelta tra diversi tipi di rivestimento: massima versatilità d'uso - versione Maxisorp#: rivestimento idrofilico, ideale per saggi sandwich - versione Microfluor 2 e Microlite 2+: rivestimento leggermente idrofilico che permette di legare un ampio range di molecole - versione Polysorp#, Microfluor 1, Microfluor 1+ e Universal Binding (UB) per l'assorbimento di molecole idrofobiche.



Code	Description	Packaging
FA5502867	piastra 96 pozz. UB - f. piatto RE - 350/400 μ L - nera - fluorescenza	50 pz
FA5502887	piastra 96 pozz. UB - f. piatto - 330/380 μ L - bianca - luminescenza	50 pz
FA5780500	piastra 96 pozz. Microfluor 2 - f. piatto - 280/330 μ L - nera - fluorescenza	50 pz
FA5757100	piastra 96 pozz. Microlite 1+ - f. piatto - 280/330 μ L - bianca - luminesc.	50 pz
FA5757200	piastra 96 pozz. Microlite 2+ - f. piatto - 280/330 μ L - bianca - luminesc.	50 pz
FA5760500	piastra 96 pozz. Microfluor 1 - f. piatto - 280/330 μ L - nera - fluorescenza	50 pz
FA5770500	piastra 96 pozz. Microfluor 1 - f. piatto - 280/330 μ L - bianca - fluoresc.	50 pz
FA5790500	piastra 96 pozz. Microfluor 2 - f. piatto - 280/330 μ L - bianca - fluoresc.	50 pz
FA9436110	piastra 96 pozz. Maxisorp - f. piatto - 350/400 μ L - bianca - lum. e fluor.	80 pezzi
FA9436111	piastra 96 pozz. Polysorp - f. piatto - 350/400 μ L - bianca - lum. e fluor.	80 pezzi
FA9437111	piastra 96 pozz. Maxisorp - f. piatto - 350/400 μ L - nera - fluorescenza	80 pezzi
FA9437112	piastra 96 pozz. Polysorp - f. piatto - 350/400 μ L - nera - fluorescenza	80 pezzi
FA9460372	piastra 384 pozz. Maxisorp - f. piatto - 100/120 μ L - bianca - lum. e fluor.	30 pezzi
FA9460518	piastra 384 pozz. Maxisorp - f. piatto - 100/120 μ L - nera - fluorescenza	30 pezzi





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

