


**Modulo breakable microtiter e immunolon****Thermo Scientific**

Modulo breakable microtiter e immunolon - trasparente - per saggi immunologici in fase solida (per es. ELISA) - possibilità di scegliere tra 4 diversi rivestimenti - diverse configurazioni del pozzetto - facile da maneggiare - sistema alfanumerico per l'identificazione del pozzetto - adatto all'utilizzo con strumentazione standard - in polistirolo di elevata qualità ottica - tracciabilità del lotto - riproducibilità del pozzetto - versioni con rivestimento in PolySorp#, Immulon# 1B, Universal Binding adatte all'assorbimento di molecole idrofobiche; le versioni MediSorp# e Immulon 2HB sono leggermente idrofiliche e legano un'ampia gamma di biomolecole; le versioni MaxiSorp#, Immulon 4HBX e Enhanced Binding (EB) sono idrofiliche e ideali per saggi a sandwich sugli antibiotici; la versione MultiSorp# è estremamente idrofilica e funziona bene con glicani e altre proteine idrosolubili.



Code	Description	Packaging
FA9446442	modulo breakable - PolySorp - pozz. C8 LockWell - 250/350 µL	60 pezzi
FA9446469	modulo breakable - MaxiSorp - pozz. C8 LockWell - 250/350 µL - cert.	60 pezzi
FA9446470	modulo breakable - MediSorp - pozz. C8 LockWell - 250/350 µL - cert.	60 pezzi
FA9446490	modulo breakable - MultiSorp - pozz. C8 LockWell - 250/350 µL	60 pezzi
FA9448526	modulo breakable - MaxiSorp - pozz. C8 Starwell LockW. - 200/320 µL - cert.	60 pezzi
FA9473539	modulo breakable - PolySorp - pozz. C8 BreakApart - 250/350 µL	60 pezzi
FA9473768	modulo breakable - MaxiSorp - pozz. C8 BreakApart - 250/350 µL - cert.	60 pezzi
FA5029180	modulo breakable - EB - pozz. F8 Breakable - 350/400 µL - cert.	50 pz
FA5029390	modulo breakable - UB - pozz. F8 Breakable - 350/400 µL	50 pz
FA9446639	modulo breakable - MaxiSorp - pozz. U8 LockWell - 250/320 µL - cert.	60 pezzi
FA5029400	modulo breakable - a 8 pozzetti assemblate su supporto elastico - fondo piatto	250 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

