

**Modulo standard microtiter e immunolon****Thermo Scientific**

Modulo standard microtiter e immunolon - la piastra consiste di strip che possono essere facilmente inseriti e rimossi dalla griglia: questo formato rende il modulo flessibile e adatto anche a campioni in piccole quantità - pozzetti in polistirolo, cornice in polietilene - dim. est. 128x86 mm - ideale per tecniche ELISA - adatto all'uso con strumenti standard - strip disponibili in diversi formati: 8-12-16 (2 colonne da 8) - pozzetto disponibile in diversi formati: piatto, a C, a U, StarWell (i pozzetti sono dotati di alette che aumentano la superficie e migliorano le performance) - i moduli rimangono all'interno della cornice anche quando sono capovolti - la cornice è segnata in modo da agevolare l'orientamento del coperchio - differenti tipologie di superfici disponibili: PolySorp#, Immulon 1B, Universal Binding (UB) per l'assorbimento di molecole idrofobiche; MediSorp# e Immulon 2HB sono leggermente idrofobiche e legano un diverso range di biomolecole; MaxiSorp#, Immulon 4HBX e Enhanced Binding (EB) sono idrofiliche e ideali per saggi sandwich per antibiotici; MultiSorp# è molto idrofilica e funziona bene con glicani e proteine solubili in acqua.



Code	Description	Packaging
FA5029100	modulo c/cornice - EB - F8 (1 stripx8 pozz.) - 350/400 µL	50 piastre
FA5029140	Microstrips a 12 pozzetti assemblate su supporto elastico - fondo piatto	50 pz
FA5029360	microstrip a 8 pozzetti assemblate su supporto elastico, fondo piatto ad an	250 pz
FA5630100	modulo senza cornice - 1B - F12 (1 stripx12 pozz.) - 330/380 µL	320 pz
FA5630200	modulo senza cornice - 2HB - F12 (1 stripx12 pozz.) - 330/380 µL	320 pz
FA5630900	modulo c/cornice - 2 HB - F12 (1 stripx12 pozz.) - 330/380 µL	100 pz
FA5631000	modulo c/cornice - 1B - F12 (1 stripx12 pozz.) - 330/380 µL	100 pz
FA5640400	modulo senza cornice - 4 HBX - F12 (1 stripx12 pozz.) - 330/380 µL	320 pz
FA5640500	modulo c/cornice - 4 HBX - F12 (1 stripx12 pozz.) - 330/380 µL	100 pz
FA9434797	modulo c/cornice - MaxiSorp - F8 (1 stripx8 pozz.) - 350/400 µL	120 pezzi
FA9441653	modulo std c/cornice - MaxiSorp - C8 Starwell - 250/380 µL - cert.	60 pezzi
FA9444865	modulo c/cornice - PolySorp - C8 (1 stripx8 pozz.) - 250/350 µL	60 pezzi
FA9445101	modulo c/cornice - MaxiSorp - C8 (1 stripx8 pozz.) - 250/350 µL - cert.	60 pezzi
FA9467120	modulo c/cornice - MediSorp - F8 (1 stripx8 pozz.) - 350/400 µL - cert.	60 pezzi
FA9467140	modulo c/cornice - MultiSorp - F8 (1 stripx8 pozz.) - 350/400 µL	60 pezzi
FA9467466	modulo c/cornice - MaxiSorp - F16 (2 stripx8 pozz.) - 350/400 µL - cert.	60 pezzi
FA9467679	modulo c/cornice - PolySorp - F16 (2 stripx8 pozz.) - 350/400 µL	60 pezzi
FA9468667	modulo c/cornice - MaxiSorp - F8 (1 stripx8 pozz.) - 350/400 µL - cert.	60 pezzi
FA9469078	modulo c/cornice - PolySorp - F8 (1 stripx8 pozz.) - 350/400 µL	60 pezzi
FA9469264	modulo s/cornice - MaxiSorp - U16 (2 stripx8 pozz.) - 250/300 µL - cert.	320 pezzi



Code	Description	Packaging
FA9469914	modulo s/cornice - MaxiSorp - F16 (2 stripx8 pozz.) - 350/400 µL - cert.	320 pezzi
FA9469922	modulo senza cornice - PolySorp - F16 (2 stripx8 pozz.) - 350/400 µL	320 pezzi
FA9469949	modulo s/cornice - MaxiSorp - F8 (1 stripx8 pozz.) - 350/400 µL - cert.	640 pezzi
FA9469957	modulo senza cornice - PolySorp - F8 (1 stripx8 pozz.) - 350/400 µL	640 pezzi
FA9473709	modulo c/cornice - MaxiSorp - C12 (1 stripx12 pozz.) - 250/350 µL - cert.	60 pezzi
FA9473717	modulo c/cornice - PolySorp - C12 (1 stripx12 pozz.) - 250/350 µL	60 pezzi
FA9475078	modulo c/cornice - MaxiSorp - U8 (1 stripx8 pozz.) - 250/300 µL - cert.	60 pezzi
FA9475086	modulo c/cornice - PolySorp - U8 (1 stripx8 pozz.) - 250/300 µL	60 pezzi



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

