

**Modulo breakable per luminescenza e fluorescenza****Thermo Scientific**

Modulo breakable per luminescenza e fluorescenza - in PS di alta qualità - disponibile bianco (opaco e riflettente, bassa interferenza e minimo segnale di fondo) o nero (opaco e luce-assorbente, minima interferenza e retro-diffusione della luce) - facile da usare - assicura che ogni pozzetto sia fermamente saldo al proprio posto: tutti i moduli rimangono alla stessa altezza garantendo una lettura accurata e un lavaggio efficiente - possibilità di scegliere tra diverse superfici: PolySorp# e Universal Binding per l'assorbimento di molecole idrofobiche; MaxiSorp# per saggi a sandwich sugli antibiotici grazie alla sua idrofilicità.



Code	Description	Packaging
FA9446471	modulo breakable - MaxiSorp - C8 LockWell - 250/350 µL - nero - cert.	60 pezzi
FA9446473	modulo breakable - PolySorp - C8 LockWell - 250/350 µL - nero - cert.	60 pezzi
FA9463200	modulo breakable - PolySorp - C8 LockWell - 250/350 µL - bianco - cert.	60 pezzi
FA9463201	modulo breakable - MaxiSorp - C8 LockWell - 250/350 µL - bianco - cert.	60 pezzi



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

