

**Modulo standard per luminescenza e fluorescenza****Thermo Scientific**

Modulo standard per luminescenza e fluorescenza - disponibile bianco (il più alto segnale di riflessione con basso segnale di fondo in fluorescenza, raccomandato per epifluorescenza) o nero (riduce la retro-diffusione che può dare problemi in epifluorescenza) - adatti a utilizzo con strumenti standard - possibilità di scegliere fra strip da 8-12-16 (2x8) - pozzetto a C o a fondo piatto - 3 tipi di superficie: PolySorp# e Microlite# 1+ per l'assorbimento di molecole idrofobiche; Microlite# 2+ per un ampio range di biomolecole grazie alla sua leggera idrofilicità; MaxiSorp# idrofilica, per saggi a sandwich sugli antibiotici.



Code	Description	Packaging
FA5756600	modulo senza cornice - Microlite 1+ - F12 - 330/380 µL - bianco	320 pz
FA5756700	modulo senza cornice - Microlite 2 - F12 - 330/380 µL - bianco	320 pz
FA9437591	modulo c/cornice - MaxiSorp - C8 - 250/350 µL - bianco - cert.	60 pezzi
FA9437702	modulo c/cornice - PolySorp - C8 (1 stripx8 pozz.) - 250/350 µL - bianco	60 pezzi
FA9475515	modulo c/cornice - MaxiSorp - F16 - 350/400 µL - nero - cert.	60 pezzi
FA9475523	modulo c/cornice - PolySorp - F16 (2 stripx8 pozz.) - 350/400 µL - nero	60 pezzi



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

