



**Micropiastra F96-MicroWell bianca o nera**
**Thermo Scientific**

Micropiastra F96-MicroWell - in PS - a 96 pozzetti - pozzetti con fondo piatto - disponibile bianca o nera - versione nera raccomandata per misure in fluorescenza, versione bianca ideale per misure in luminescenza - utilizzabile in robotica, con lettori di piastre e sistemi di liquid handling - di alta qualità, per risultati attendibili e riproducibili - disponibile trattata o non trattata - volume di lavoro da 50 a 250  $\mu\text{L}$ /pozzetto - volume totale 400  $\mu\text{L}$ .



Code	Description	Packaging
FA9136101	piastra 96 poz. - Cell Culture - bianca - sterile - c/coperchio - cf. sing.	50 pezzi
FA9136102	piastra 96 poz. - Cell Culture - bianca - sterile - c/coperchio	160 pezzi
FA9137101	piastra 96 poz. - Cell Culture - nera - sterile - c/coperchio - cf. sing.	50 pezzi



Code	Description	Packaging
FA9137103	piastra 96 poz. - Cell Culture - nera - sterile - c/coperchio	160 pezzi
FA9236105	piastra 96 poz. - bianca - sterile - c/coperchio - cf. sing.	50 pezzi
FA9236107	piastra 96 poz. - bianca - sterile - c/coperchio	160 pezzi
FA9236108	piastra 96 poz. - bianca	180 pezzi
FA9237105	piastra 96 poz. - nera - sterile - c/coperchio - cf. sing.	50 pezzi
FA9237107	piastra 96 poz. - nera - sterile - c/coperchio	160 pezzi
FA9237108	piastra 96 poz. - nera	180 pezzi



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

