



Micropiastra F96-MicroWell bianca o nera
Thermo Scientific

Micropiastra F96-MicroWell - in PS - a 96 pozzetti - pozzetti con fondo piatto - disponibile bianca o nera - versione nera raccomandata per misure in fluorescenza, versione bianca ideale per misure in luminescenza - utilizzabile in robotica, con lettori di piastre e sistemi di liquid handling - di alta qualità, per risultati attendibili e riproducibili - disponibile trattata o non trattata - volume di lavoro da 50 a 250 μL /pozzetto - volume totale 400 μL .



Code	Description	Packaging
FA9136101	piastra 96 poz. - Cell Culture - bianca - sterile - c/coperchio - cf. sing.	50 pezzi
FA9136102	piastra 96 poz. - Cell Culture - bianca - sterile - c/coperchio	160 pezzi
FA9137101	piastra 96 poz. - Cell Culture - nera - sterile - c/coperchio - cf. sing.	50 pezzi



Code	Description	Packaging
FA9137103	piastra 96 poz. - Cell Culture - nera - sterile - c/coperchio	160 pezzi
FA9236105	piastra 96 poz. - bianca - sterile - c/coperchio - cf. sing.	50 pezzi
FA9236107	piastra 96 poz. - bianca - sterile - c/coperchio	160 pezzi
FA9236108	piastra 96 poz. - bianca	180 pezzi
FA9237105	piastra 96 poz. - nera - sterile - c/coperchio - cf. sing.	50 pezzi
FA9237107	piastra 96 poz. - nera - sterile - c/coperchio	160 pezzi
FA9237108	piastra 96 poz. - nera	180 pezzi



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

