

**Micropiastra 96 pozzetti V96-MicroWell****Thermo Scientific**

Micropiastra a 96 pozzetti - pozzetto con forma a V - in PS trasparente - superficie non trattata - ottimizzata per robotica, lettori automatici e sistemi di dispensazione liquidi - ideale per la protezione del campione, per lo stoccaggio, per studi su antibiotici, per test sierologici, studi di composti e librerie di DNA - disponibile con barcode - volume di lavoro: 50-250 μL /pozzetto - volume totale 300 μL .



Code	Description	Packaging
FA9249570	piastra 96 pozzetti - fondo a V	180 pezzi
FA9249662	piastra 96 pozzetti - fondo a V - sterile - cf. sing.	50 pezzi
FA9249935	piastra 96 pozzetti - fondo a V - sterile - c/coperchio	80 pezzi
FA9249940	piastra 96 pozzetti - fondo a V - sterile	80 pezzi
FA9249952	piastra 96 pozzetti - fondo a V - sterile - c/coperchio	160 pezzi
FA9277143	piastra 96 pozzetti - fondo a V - sterile - c/coperchio - cf. sing.	50 pezzi



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

