


**Micropiastra 96 pozzetti con base in polimero****Thermo Scientific**

Micropiastra a 96 pozzetti - in PS nero o bianco con un film di polimero sul fondo  
- pozzetti forma piatta - ottimizzata per fluorescenza e luminescenza in colture cellulari e applicazioni di microscopia - la versione di colore nero è raccomandata per misure in fluorescenza, mentre la versione di colore bianco è ideale per misure in luminescenza - volume di lavoro 50-200  $\mu\text{L}$ /pozzetto - disponibile con barcode.



Code	Description	Packaging
FA9152028	piastra 96 pozzetti - Poly-D-Lysine - bianca - aseptica - c/coperchio	20 pezzi
FA9152036	piastra 96 pozzetti - Collagen I - nera - aseptica - c/coperchio	20 pezzi
FA9152037	piastra 96 pozzetti - Poly-D-Lysine - nera - aseptica - c/coperchio	20 pezzi
FA9152040	piastra 96 pozzetti - Collagen I - bianca - aseptica - c/coperchio	20 pezzi
FA9165305	piastra 96 pozzetti - Cell Culture - nera - sterile - c/coperchio	30 pezzi
FA9165306	piastra 96 pozzetti - Cell Culture - bianca - sterile - c/coperchio	30 pezzi
FA9265301	piastra 96 pozzetti - non trattata - nera	30 pezzi
FA9265302	piastra 96 pozzetti - non trattata - bianca	30 pezzi



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

