

**Micropiastra 96 pozzetti base in Coverglass****Thermo Scientific**

Micropiastra a 96 pozzetti - con base in No 1,5 Coverglass - pozzetti con fondo piatto - in PS nero o bianco con base di tipo Coverglass - ottimizzata per luminescenza e fluorescenza in colture cellulari e per applicazioni in microscopia - la versione di colore nero è raccomandata per misure in fluorescenza; la versione di colore bianco è ideale per misure in luminescenza - area di coltura 0,32 cm² - disponibile: con superficie trattata per colture cellulari (per saggi basati sulle cellule), superficie trattata CC2 che riproduce le caratteristiche della poli-D-lisina ma è superiore in termini di adesione e crescita di cellule esigenti, superficie non trattata - disponibile con e senza coperchio, sterile o non sterile.



Code	Description	Packaging
FA9160376	piastra 96 pozzetti Coverglass - CC2 - nera - sterile - c/coperchio	30 pezzi
FA9164588	piastra 96 pozz. Coverglass - Cell Culture - nera - sterile - c/coperchio	30 pezzi
FA9164590	piastra 96 pozz. Coverglass - Cell Culture - bianca - sterile - c/coperchio	30 pezzi
FA9265300	piastra 96 pozz. Coverglass - non trattata - nera	30 pezzi



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

