


**Micropiastra 384 pozzetti bassi Nunc****Thermo Scientific**

Micropiastra a 384 pozzetti - in polipropilene - la bassa capacità legante del polipropilene garantisce un alto recupero del campione in stock - pozzetti bassi con piastra di altezza standard - per lo stoccaggio di piccoli volumi di campioni - pozzetti con forma a U - sopporta temperature da -80 °C a +121 °C - chimicamente resistente, resiste al DMSO - volume di lavoro: 2-35 µL/pozzetto.



Code	Description	Packaging
FA9267460	piastra 384 pozz. - colore naturale - vol. tot. 58 µL - sterile	100 pezzi
FA9267461	piastra 384 pozz. - nera - vol. tot. 58 µL	100 pezzi
FA9267462	piastra 384 pozz. - bianca - vol. tot. 58 µL	100 pezzi



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

