


**Micropiastra 384 pozzetti bassi Nunc****Thermo Scientific**

Micropiastra a 384 pozzetti - in polipropilene - la bassa capacità legante del polipropilene garantisce un alto recupero del campione in stock - pozzetti bassi con piastra di altezza standard - per lo stoccaggio di piccoli volumi di campioni - pozzetti con forma a U - sopporta temperature da -80 °C a +121 °C - chimicamente resistente, resiste al DMSO - volume di lavoro: 2-35 µL/pozzetto.



| Code      | Description                                                     | Packaging |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| FA9267460 | piastra 384 pozz. - colore naturale - vol. tot. 58 µL - sterile | 100 pezzi |
| FA9267461 | piastra 384 pozz. - nera - vol. tot. 58 µL                      | 100 pezzi |
| FA9267462 | piastra 384 pozz. - bianca - vol. tot. 58 µL                    | 100 pezzi |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

