


**Micropiastra 384 pozzetti bassi****Thermo Scientific**

Micropiastra a 384 pozzetti - in PS - pozzetti di tipo basso - piastra di altezza standard: può essere utilizzata con sistemi automatici quali robot, lettori di piastre - volume totale del pozzetto ridotto a 25 μ L - superficie non trattata, idrofobica adatta alla coltura di cellule in sospensione - volume di lavoro: 2-20 μ L/pozzetto - colore nero: raccomandata per misure in fluorescenza.



Code	Description	Packaging
FA9264705	piastra 384 pozzetti - pozzetto basso con fondo piatto - nera	100 pezzi



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

