

**Coperchio in polistirene****Thermo Scientific**

Coperchio in polistirene - per micropiastre a 96 pozzetti - protegge i campioni dalla contaminazione e dall'evaporazione durante l'analisi, l'incubazione e lo stoccaggio - con tacche per facilitare l'orientamento - può essere utilizzato con qualsiasi micropiastra standard presente sul mercato - dim. esterne: 127x85 mm.



Code	Description	Packaging
FA9250002	coperchio - standard/ h 8,34 mm - sterile	60 pezzi
FA9250003	coperchio - standard/ h 8,34 mm	60 pezzi
FA9250005	coperchio - standard/ h 8,34 mm	180 pezzi
FA9253623	coperchio - low profile/ h 4,6 mm	100 pezzi
FA9253624	coperchio - low profile/ h 4,6 mm - sterile	100 pezzi
FA9263339	coperchio c/anelli condensazione - standard/ h 7,9 mm	100 pezzi
FA9264122	coperchio c/anelli condensazione - standard/ h 7,9 mm - sterile - cf. sing.	50 pezzi
FA9264611	coperchio - standard/ h 7,9 mm - sterile - cf. sing.	60 pezzi
FA9264612	coperchio - standard/ h 7,9 mm	180 pezzi
FA9264616	coperchio - standard/ h 7,9 mm - sterile - cf. sing.	180 pezzi
FA9264623	coperchio c/anelli condensazione - standard/ h 7,9 mm - sterile	60 pezzi
FA9448143	coperchio - low profile/ h 7,9 mm - bianca	120 pezzi



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

