

**Pellicola sigillante Nunc Sealing Tape****Thermo Scientific**

Pellicola sigillante Nunc Sealing Tape - riduce l'evaporazione e protegge i campioni dalla contaminazione e dal versamento - vasta gamma di pellicole - adesivo sensibile alla pressione, non appiccicoso - si lega fortemente alla micropiastra in seguito all'applicazione di una pressione - sottile - leggero - disponibile applicatore da ordinare a parte.



| Code | Description | Packaging |
|-----------|---|------------|
| FA9236707 | pellicola - poliestere/acrilico - x usi generali - -20°C/+100°C | 1000 pezzi |
| FA9249720 | pellicola - rayon/acrilato - traspirante - bianca - -20°C/+80°C | 50 pezzi |

Accessories

| Code | Description | Packaging |
|-----------|---|-----------|
| FA9250050 | applicatore manuale di pellicole sigillanti | |



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

