

## Pellicola sigillante Nunc Sealing Tape

**Thermo Scientific** 

Pellicola sigillante Nunc Sealing Tape - riduce l'evaporazione e protegge i campioni dalla contaminazione e dal versamento - vasta gamma di pellicole - adesivo sensibile alla pressione, non appiccicoso - si lega fortemente alla micropiastra in seguito all'applicazione di una pressione - sottile - leggero - disponibile applicatore da ordinare a parte.







Code	Description	Packaging
FA9236707	pellicola - poliestere/acrilico - x usi generali20°C/+100°C	1000 pezzi
FA9249720	pellicola - rayon/acrilato - traspirante - bianca20°C/+80°C	50 pezzi

## **Accessories**

Code	Description	Packaging
FA9250050	applicatore manuale di pellicole sigillanti	





www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA Reagents operates with a Certified Quality Management System