


**Piastra Petri per colture cellulari Nunc****Thermo Scientific**

Piastra Petri per colture cellulari Nunc# - con coperchio - sterilizzata mediante raggi gamma - apirogena con livello di endotossina documentata inferiore alle 20 EU/dispositivo (oppure 0,5 EU/mL) - superficie Nunclon# Delta (eccetto codici FA9171099 e FA9150340): trattata per favorire l'adesione di diversi tipi cellulari - in polistirolo di alta qualità, otticamente trasparente - sicura da maneggiare - impilabile - i materiali di costruzione per tale superficie hanno superato con successo il test biologico di classe di reattività VI USP a - 50°C (7 giorni) - disponibile un'ampia gamma di formati, le versioni da 60 e 35 mm sono disponibili con griglia 2x2 mm e sono ideali per clonaggi o determinazione di efficienza della piastratura - Attenzione! Per colture in sospensione non utilizzare la superficie Nunclon# Delta.



| Code      | Description                                                                             | Packaging |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| FA9150288 | piastra CC - NunclonD - ventilata - Ø 60x15 h mm - 21,5 cm <sup>2</sup> - 5 mL          | 400 pezzi |
| FA9150318 | piastra CC - NunclonD - non ventilata - Ø 35x10 h mm - 8,8 cm <sup>2</sup> - 3 mL       | 500 pezzi |
| FA9150326 | piastra CC - NunclonD - non ventilata - Ø 60x15 h mm - 21,5 cm <sup>2</sup> - 5 mL      | 400 pezzi |
| FA9150340 | piastra CC - ventilata - Ø 60x15 h mm - 21,5 cm <sup>2</sup> - 3 mL                     | 400 pezzi |
| FA9150350 | piastra CC - NunclonD - ventilata - Ø 100x15 h mm - 56,7 cm <sup>2</sup> - 12,5 mL      | 150 pezzi |
| FA9153066 | piastra CC - NunclonD - ventilata - Ø 35x10 h mm - 8,8 cm <sup>2</sup> - 3 mL           | 500 pezzi |
| FA9157150 | piastra CC - NunclonD - ventilata - Ø 150x20 h mm - 150 cm <sup>2</sup> - 35 mL         | 120 pezzi |
| FA9166508 | piastra CC - NunclonD - non ventilata - 245x245x25 h mm - 500 cm <sup>2</sup> - 135 mL  | 16 pezzi  |
| FA9168381 | piastra CC - NunclonD - ventilata - Ø 150x20 h mm - 145 cm <sup>2</sup> - 35 mL         | 80 pezzi  |
| FA9169558 | piastra CC - NunclonD - ventilata - Ø60x15 h mm - 21,5 cm <sup>2</sup> - 5 mL - griglia | 400 pezzi |
| FA9171099 | piastra CC - ventilata - Ø 35x10 h mm - 8,8 cm <sup>2</sup> - 3 mL                      | 500 pezzi |
| FA9174888 | piastra CC - NunclonD - ventilata - Ø 60x15 h mm - 21,5 cm <sup>2</sup> - 5 mL          | 500 pezzi |
| FA9174926 | piastra CC - NunclonD - ventilata - Ø 35x10 h mm - 8,8 cm <sup>2</sup> - 3 mL - griglia | 500 pezzi |

