


**Chamber slide Lab-Tek II CC2****Thermo Scientific**

Chamber slide Nunc# Lab-Tek# II CC2# - sterile - superficie di crescita del vetrino con rivestimento che riproduce le proprietà della polisina: permette il legame di cellule particolarmente esigenti come i neuroni - la superficie di crescita rimane stabile anche senza refrigerazione per oltre un anno - con sagomature sul coperchio che consentono lo scambio di gas e minimizzano l'evaporazione - vetrino coprioggetto in vetro borosilicato 0,1 mm di spessore - fornito con dispositivo per facilitare la separazione della camera dal vetrino - con area di scrittura blu - disponibile con configurazione a 1, 2, 4 o 8 pozzetti - marcato CE.



Code	Description	Packaging
FA9154739	chamber slide Lab-Tek II CC2 - 1 pozz. - 8,6 cm ² - 2,0-4,5 mL	16 pezzi
FA9154852	chamber slide Lab-Tek II CC2 - 2 pozz. - 4,0 cm ² - 1,0-2,0 mL	16 pezzi
FA9154917	chamber slide Lab-Tek II CC2 - 4 pozz. - 1,7 cm ² - 0,5-1,0 mL	16 pezzi
FA9154941	chamber slide Lab-Tek II CC2 - 8 pozz. - 0,7 cm ² - 0,2-0,5 mL	16 pezzi



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

