




## Chambered Lab-Tek

## Thermo Scientific

Chambered Nunc# Lab-Tek# - sterile - camera non-rimovibile, in polistirolo, assicurata a un coprivetrino in vetro borosilicato (1.0) - include un coprivetrino in vetro sottile che permette le ottime caratteristiche ottiche necessarie per microscopia confocale, ad alta risoluzione e inversa - marcato CE.



| Code      | Description                                                              | Packaging |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| FA9155361 | camera coprivetrini Lab-Tek - 1 pozz. - 9,4 cm <sup>2</sup> - 2,5-4,5 mL | 96 pezzi  |
| FA9155380 | camera coprivetrini Lab-Tek - 2 pozz. - 4,2 cm <sup>2</sup> - 1,2-2,0 mL | 96 pezzi  |
| FA9155383 | camera coprivetrini Lab-Tek - 4 pozz. - 1,8 cm <sup>2</sup> - 0,5-0,9 mL | 96 pezzi  |
| FA9155411 | camera coprivetrini Lab-Tek - 8 pozz. - 0,8 cm <sup>2</sup> - 0,2-0,4 mL | 96 pezzi  |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

