


**Chambered Lab-Tek****Thermo Scientific**

Chambered Nunc# Lab-Tek# - sterile - camera non-rimovibile, in polistirolo, assicurata a un coprivetrino in vetro borosilicato (1.0) - include un coprivetrino in vetro sottile che permette le ottime caratteristiche ottiche necessarie per microscopia confocale, ad alta risoluzione e inversa - marcato CE.



Code	Description	Packaging
FA9155361	camera coprivetrini Lab-Tek - 1 pozz. - 9,4 cm ² - 2,5-4,5 mL	96 pezzi
FA9155380	camera coprivetrini Lab-Tek - 2 pozz. - 4,2 cm ² - 1,2-2,0 mL	96 pezzi
FA9155383	camera coprivetrini Lab-Tek - 4 pozz. - 1,8 cm ² - 0,5-0,9 mL	96 pezzi
FA9155411	camera coprivetrini Lab-Tek - 8 pozz. - 0,8 cm ² - 0,2-0,4 mL	96 pezzi



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

